

Service Siegelgeräte



Wartung

Mit der Entscheidung das Siegelgerät jährlich warten zu lassen, legen Sie die beste Grundlage für den sicheren Betrieb. Die Wartung erfolgt je nach Absprache und Kundenwunsch in unserer Werkstatt oder direkt beim Kunden.

Für die Zeit der Wartung können wir Ihnen ein Leihgerät zur Verfügung stellen.

Siegelnahtüberprüfung

nach DIN EN 868 Teil 5, Anhang D

Der Test bietet eine qualitative und objektive Beurteilung der Siegelnaht. Sie erhalten eine Dokumentation mit grafischer Auswertung.

Erneute Leistungsüberprüfung des Siegelprozesses

nach Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2

Ersatzteilversorgung

Die Medizin & Service GmbH unterhält ein umfangreiches Ersatzteillager für die Siegelgeräte der marktüblichen Hersteller.

Dokumentation

Nach Abschluss der Wartungs- / Reparaturarbeiten bzw. der Leistungsüberprüfung erhalten Sie eine detaillierte Leistungsdokumentation.



Fabrikate

HAWO, POLYSTAR, FAMOS, GETINGE

... weitere Fabrikate auf Anfrage!

SERVICE PLUS

Wir bieten Ihnen nicht nur den Reparatur- und Wartungsservice, sondern auch das „Beiwerk“:

- Leihgeräte zur Überbrückung des Wartungs- / Reparaturzeitraumes
- kostenlose, detaillierte Angebote vor Beginn der Reparaturen
- Terminerinnerungsservice
- Beratung vor Ort durch unseren geschulten, kompetenten Außendienst

Zu logistischen und organisatorischen Fragen beraten wir Sie gern vor Ort oder telefonisch.

Medizin & Service GmbH
Boettcherstraße 10
09117 Chemnitz

Telefon: +49 371 560 36 26

Fax: +49 371 560 36 22

E-Mail: kd@medizinservice-sachsen.de

Internet: www.medizinservice-sachsen.de